

Ihr kompetentes Servicecenter

für Ultraschallsonden und flexible Endoskope

Instru-Rep bietet Ihnen umfangreiche Serviceleistungen im Bereich von Ultraschallsonden und flexiblen Endoskopen. Eine persönliche Betreuung vor Ort, ermöglicht eine optimale sowie effiziente Abwicklung Ihrer Reparaturen. Unsere versierten und zertifizierten Partner garantieren eine Instandsetzung auf höchstem technischem Niveau und setzen dabei zudem auf Nachhaltigkeit.

**Effiziente
Abwicklung**




**Leihgeräte
innert 24 h**



**Nachhaltige
Reparaturen**



**Einfache
Transportwege**



Hochwertige Instandsetzung und Fachkompetenz aus einer Hand

- ✓ Direkter Ansprechpartner vor Ort
- ✓ Einfacher Transport innerhalb der Schweiz
- ✓ Zollabfertigung durch Instru-Rep
- ✓ Herstellerübergreifende Reparaturen
- ✓ Umfangreicher Leihgerätepool
- ✓ Effiziente Auftragsabwicklung
- ✓ Detaillierte Fehleranalyse
- ✓ Langjährige Expertise
- ✓ Hohe Kostentransparenz und Kostenersparnis



Wir kümmern uns um Reparaturen Ihrer Standardsonden, 3D/4D Sonden, TEE-Sonden und Ihrer Endoskope.

Technische Reparaturen:

- Reparatur und Erneuerung der Konnektor Elektronik
- Erneuerung und Aufbereitung von Elementleitungen
- Behebung von Kristallproblemen einschliesslich kompletter Instandsetzung Ihrer Sonde
- Erneuerung und Aufbereitung aller Schläuche, aller Kanäle sowie aller Anschlüsse
- Komplettreparatur Ihrer Sonde, bzw. Ihres Endoskops (inklusive Videochip)



Optische Reparaturen:

- Erneuerung der Membran
- Erneuerung Knickschutz und Kabelmantel
- Reparatur und Erneuerung von Gehäusen und Konnektoren.



Binden Sie uns in Ihre Überlegungen ein, gerne unterstützen wir Ihre Projekte mit unserer Erfahrung und Fachkompetenz.

Scan für mehr Infos



Instru-Rep AG
Eichwiesstrasse 20
8645 Rapperswil-Jona

Tel: +41 55 222 71 08
info@instru-rep.ch
www.instru-rep.ch